

Gebrauchsanweisung

Haltende, fassende Instrumente



Gültig ab:

15.01.2026

Version:

02



VeHu-Medical GmbH
Dr. Karl-Storz Straße 25,
78532 Tuttlingen
Tel: +49 (0) 7461 / 163311
Fax: +49 (0) 7461 / 163312
<http://www.vehu.com>
info@vehu.com

SRN DE-MF-000005582

1 Wichtiger Hinweis



Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor jeder Anwendung sorgfältig durch und bewahren Sie diese leicht zugänglich für den Anwender, bzw. das entsprechende Fachpersonal auf.



Lesen Sie die durch dieses Symbol gekennzeichneten Warnhinweise sorgfältig durch. Unsachgemäße Anwendung der Produkte kann zu ernsthaften Verletzungen des Patienten, der Anwender oder Dritten führen.

2 Anwendungsbereich

Die Instrumente dürfen ausschließlich zu ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung in den medizinischen Fachgebieten durch entsprechend ausgebildetes und qualifiziertes Personal benutzt werden. Verantwortlich für die Auswahl des Instrumentariums für bestimmte Anwendungen bzw. den operativen Einsatz, die angemessene Schulung und Information und die ausreichende Erfahrung für die Handhabung des Instrumentariums ist der behandelnde Arzt bzw. der Benutzer.

3 Produkte / Zweckbestimmung

Die haltenden, fassenden Instrumente sind für chirurgisch-invasive und teilweise auch für nicht-chirurgische invasive Behandlungen in verschiedenen Fachgebieten der Medizin bestimmt (von weniger als 60 Min.). Sie entsprechen der Risikoklasse I/Ir.

Wiederverwendbare chirurgische Instrumente

Produktfamilie Pinzetten	
(Basis UDI-DI)	Zweckbestimmung
Chirurgische Pinzetten 4059375000000 49C8	Instrument zum Greifen und Manipulieren von Weichteilen.
Ophthalmologische Pinzetten 4059375000000 50BR	Instrument zum Greifen oder Manipulieren von ophthalmischen Weichteilen und/oder die Entfernung von Fremdkörpern aus diesen.
HNO-Pinzetten 4059375000000 52BV	Instrument zum Fassen, Halten oder Manipulieren der anatomischen Strukturen bei HNO-Eingriffen.
Implantat-Handhabungspinzetten 4059375000000 53BX	Instrument zum Greifen und Manipulieren von chirurgischen Implantaten/Vorrichtungen während der Implantation.
Produktfamilie Klemmen atraumatisch	
(Basis UDI-DI)	Zweckbestimmung
Darmklemmen 4059375000000 56C5	Instrument zum atraumatischen Fassen, Komprimieren oder Stützen des Darms bei einem chirurgischen Eingriff.
Rektumklemmen 4059375000000 57C7	Instrument zum atraumatischen Greifen oder Komprimieren des Rektums und/oder des Analkanals.

Uterusklemmen 4059375000000 58C9	Instrument zum Fassen oder Manipulieren des Uterus bei chirurgischen Eingriffen.
Bronchus-klemmen 4059375000000 59CB	Instrument zur vorübergehenden, atraumatischen Komprimierung eines Bronchus.
Pylorusklemmen 4059375000000 60BU	Instrument zum vorübergehenden atraumatischen Komprimieren des Pylorus bei einem chirurgischen Eingriff.
Sezierzangen 4059375000000 82C6	Instrument zum Greifen, Manipulieren, Komprimieren oder Zusammenführen von Gewebe.
Samenstrang-klemmen 4059375000000 62BY	Instrument zum vorübergehenden atraumatischen Komprimieren des Samenstrangs.
Produktfamilie Gefäßklemmen	
(*ausgenommene Gefäße: arteriae pulmonales, aorta ascendens, arcus aortae, aorta descendens bis zur bifurcatio aortae, arteriae coronariae, arteria carotis communis, arteria carotis externa, arteria carotis interna, arteriae cerebrales, truncus brachiocephalicus, venae cordis, venae pulmonales, vena cava superior und vena cava inferior)	
(Basis UDI-DI)	Zweckbestimmung
Gefäßclips 4059375000000 68CC	Instrument zum direkten Komprimieren eines Blutgefäßes* zur vorübergehenden Hämostase.
Arterienklemmen 4059375000000 69CE	Instrument zur atraumatischen Komprimierung einer Arterie* zum Zwecke der vorübergehenden Hämostase.
Gefäßklemmen 4059375000000 70BX	Instrument zum direkten Komprimieren eines Blutgefäßes* zur vorübergehenden Hämostase.
Bulldogklemmen 4059375000000 71BZ	Instrument zum Fassen, Zusammenführen, Komprimieren oder Halten eines Organs, Gewebes oder Gefäßes*.
Produktfamilie: Clip Applikatoren	
(*ausgenommene Gefäße: arteriae pulmonales, aorta ascendens, arcus aortae, aorta descendens bis zur bifurcatio aortae, arteriae coronariae, arteria carotis communis, arteria carotis externa, arteria carotis interna, arteriae cerebrales, truncus brachiocephalicus, venae cordis, venae pulmonales, vena cava superior und vena cava inferior)	
(Basis UDI-DI)	Zweckbestimmung
Applikator für chirurgische Klemmen 4059375000000 72C3	Instrument zum Anbringen von Klemmen zur Ligatur von Blutgefäßen oder ähnlichen röhrenförmigen Strukturen.
Produktfamilie: Zangen	
(Basis UDI-DI)	Zweckbestimmung
Ohrzängchen 4059375000000 77CD	Instrument zum Greifen und Manipulieren von Weichteilen/anatomischen Strukturen beim HNO Eingriff.

Hammerkopf-zängchen 4059375000000 78CF	Instrument zum Beschneiden des Hammers (Gehörknöchelchen im Mittelohr).
HNO Zange 4059375000000 84CA	Instrument zum Fassen, Halten oder Manipulieren der anatomischen Strukturen bei (HNO) Eingriffen
Lungenfass-zange 4059375000000 89CL	Instrument zum atraumatischen Fassen, Halten oder Manipulieren der Lunge bei einem chirurgischen Eingriff.
Nierenfasszange 4059375000000 90C5	Instrument zum Fassen und Anheben einer Niere bei einem chirurgischen Eingriff.
Gallenblasen-zange 4059375000000 91C7	Instrument zum Fassen und Manipulieren der Gallenblase bei einem chirurgischen Eingriff.
Tupferzange 4059375000000 93CB	Instrument zum Aufbringen oder Handhaben von Verbandsmaterial auf Gewebe bei einem chirurgischen Eingriff.
Tamponzange 4059375000000 94CD	Instrument zum Fassen eines chirurgischen Tupfers oder Tampons während einem chirurgischen Eingriff.
Drahthalte-/Drahtdrillzange 4059375000000 96CH	Instrument zum Fassen, Ziehen und/oder Verdrehen von Drähten bei einem chirurgischen Eingriff.
Chirurgische Steinfasszange 4059375000000 98CM 4059375000000 99CP	Instrument zum Fassen und/oder Manipulieren eines Nieren- oder Gallensteins bei einem chirurgischen Eingriff.
Darm-/Gewebe-fass-zange 4059375000001 00BF	Instrument zum atraumatischen Halten/Fassen und/oder Komprimieren von Darmstrukturen, Geweben und bestimmten Organen bei einem chirurgischen Eingriff.
Hämorrhoiden-klemme 4059375000001 04BP	Instrument zum Halten und Komprimieren des Hämorrhoidalgewebes bei einem chirurgischen Eingriff am Rektum.
Sehnenfass-zange 4059375000001 05BR	Instrument zum Verflechten, Fassen, Durchfädeln, Halten oder Zusammenführen von Sehnen bei einem chirurgischen Eingriff.
Knochenfass-zange 4059375000001 06BT	Instrument zum Fassen und Halten eines Knochens bei einem chirurgischen Eingriff.
Starre Endoskopie-fasszange 4059375000001 08BX	Instrument zum Ergreifen von Gewebe oder Fremdkörpern bei endotherapeutischen Eingriffen.
Produktfamilie: Stripper	
(Basis UDI-DI)	Zweckbestimmung
Venenstripper 4059375000001 13BQ	Instrument zum manuellen Exzidieren eines Venenabschnitts.
Sehnenstripper 4059375000001 14BS	Instrument zum Exzidieren eines Stücks eines Bandes, einer Sehne oder einer

Gebrauchsanweisung

Haltende, fassende Instrumente



Gültig ab:

15.01.2026

Version:

02

	Faszie.
Intraluminaler Arterienstripper 4059375000001 15BU	Instrument zum Durchführen einer Endarteriektomie.
Produktfamilie: Knochenhalteklammer	
(Basis UDI-DI)	Zweckbestimmung
Knochenhalteklammer 4059375000001 23BT	Instrument zum Fassen und Halten eines Knochens oder – bei paarweisem Einsatz an beiden Seiten einer Fraktur.
Produktfamilie: Watteträger	
(Basis UDI-DI)	Zweckbestimmung
Watteträger 4059375000001 24BV	Instrument zur Aufnahme eines saugfähigen Materials wie z. B. einen Wattebausch um eine oberflächliche Wunde oder Körperöffnung zu reinigen.

Wiederverwendbare invasive Instrumente

Produktfamilie Pinzetten	
(Basis UDI-DI)	Zweckbestimmung
Zange für Dentalartikulationspapier 4059375000000 55C3	Instrument zum Festhalten von Artikulationspapier während der Anwendung in der Mundhöhle.
Dentalamponzange 4059375000000 54BZ	Instrument zum Festhalten von Verbandmaterial während der Anwendung in der Mundhöhle des Patienten.
Produktfamilie: Schlingeninstrumente	
(Basis UDI-DI)	Zweckbestimmung
Hämorrhoidenligator 4059375000000 74C7	Instrument zum Anbringen einer Ligatur (z. B. Band aus Latexkautschuk) an internen Hämorrhoiden, um diese durch Unterbinden der Blutzirkulation zum Absterben zu bringen.
Polypektomieklammer 4059375000000 75C9	Instrument zur Ausformung einer Ligaturschlinge, um Blutungen nach einer Polypektomie zu verhindern oder zu stillen.
Produktfamilie: Zangen	
(Basis UDI-DI)	Zweckbestimmung
Zahnextraktionszange 4059375000000 76CB	Beißzange zur Extraktion von Zähnen.
Kofferdamklammerzange 4059375000000 81C4	Instrument zur Anbringung und Entfernung von Kofferdamklammern.
Tonsillenzange 4059375000000 61BW	Instrument zum Greifen, Fassen und Manipulieren der Tonsillen während eines (HNO) Eingriffs.
Zungenfasszange 4059375000000 83C8	Instrument zum leichteren Erfassen, Blockieren oder Manipulieren der Zunge.
Geburtszange 4059375000000 85CC	Instrument zur Unterstützung der Geburt eines Fötus bei schwierigen vaginalen Geburten.

Kranioklast 4059375000000 86CE	Instrument zum Zertrümmern des fötalen Kopfes nach Perforation zur Erleichterung der Entbindung von einem toten oder anormalen Fötus.
Uterustenakulum 4059375000000 87CG	Instrument mit Haken am distalen Ende zum Erfassen und/oder Manipulieren von Uterusgewebe.
Gynäkologiefasszange 4059375000000 88CJ	Instrument zum Fassen, Ziehen oder Komprimieren interner Strukturen bei einem gynäkologisch-chirurgischen Eingriff.
Hysterektomie-zange 4059375000000 92C9	Instrument zum Fassen, Ziehen oder Komprimieren des Uterus bei einer Hysterektomie.
Zange zur Entfernung von Atemwegfremdkörpern 4059375000000 97CK	Instrument zur Entfernung von Fremdkörpern oder -stoffen aus dem Mund-Rachenraum, der Luftröhre oder den oberen Bronchien.
Intubationszange 4059375000001 07BV	Instrument zum Ergreifen eines Schlauchs/Tubus (z. B. Katheter oder Endotrachealtubus), um diesen in die Atemwege einzuführen oder zu entfernen, oder zur Aufnahme und Entfernung von Fremdkörpern aus den Atemwegen.
Produktfamilie: Augenmagnet	
(Basis UDI-DI)	Zweckbestimmung
Augenmagnet, stromlos 4059375000001 16BW	Instrument zum Entfernen metallischer Fremdkörper aus dem Augengewebe.
Produktfamilie: Matrizenband	
(Basis UDI-DI)	Zweckbestimmung
Matrizenbandspanner, dental 4059375000001 18C2	Instrument zur Anspannung eines Matrizenbandes um einen Zahn herum.
Matrizenband 4059375000001 19C4	Produkt zur Bildung einer Formkavität um einen Zahn herum zur Einfüllung von Zahnersatzmaterial.
Produktfamilie: Kofferdamklammer	
(Basis UDI-DI)	Zweckbestimmung
Kofferdamklammer 4059375000001 20BM	Produkt für die Verankerung eines Kofferdams.
Produktfamilie: Löffel für Zahnabformmasse	
(Basis UDI-DI)	Zweckbestimmung
Löffel für Zahnabformmasse 4059375000001 21BP	Produkt zur Aufnahme der Zahnabformmasse für die Gewinnung des Zahn bzw. Zahnfleischabdrucks.

Wiederverwendbare nicht invasive Instrumente

Produktfamilie Pinzetten	
(Basis UDI-DI)	Zweckbestimmung
Wimpernpinzette	Instrument zum Ergreifen

4059375000000 51BT	und Entfernen der Wimpern.
Produktfamilie Klemmen nicht invasiv	
(Basis UDI-DI)	Zweckbestimmung
Penisklemmen 4059375000000 63C2	Instrument zur Unterbindung des Blutstroms in den Penis.
Nabelschnurklemmen 4059375000000 64C4	Instrument zum vorübergehenden Komprimieren der Nabelschnur unmittelbar nach der Geburt.
Tuchklammer 4059375000000 65C6	Instrument zum Zusammenhalten von Abdecktüchern und/oder anderen Produkten, z. B. Kabeln/Ableitungen, die am Eingriffsort befestigt werden müssen.
Schlauchklemmen 4059375000000 66C8	Instrument zum Abklemmen eines Schlauchs bei einem chirurgischen Eingriff.
Beschneidungsklemmen 4059375000000 67CA	Instrument für die kontrollierte Entfernung der Vorhaut des Penis bei der Beschneidung.
Produktfamilie: Zangen	
(Basis UDI-DI)	Zweckbestimmung
Drahthalte-/Drahtbiegezange 4059375000000 79CH	Instrument zum Fassen, Ziehen und/oder Biegen von Drähten bei einem chirurgischen Eingriff.
Kieferorthopädische Zange 4059375000000 80C2	Instrument zum Halten/Biegen/Durchtrennen von Metallstreifen- oder Drähten bei kieferorthopädischen Eingriffen.
Orthopädische Biegezange 4059375000000 95CF	Instrument zur Biegebearbeitung orthopädischer Produkte (z.B. Knochenplatten).
Sterilisierzange 4059375000001 01BH	Instrument zum Fassen / Handhaben steriler Instrumente bzw. Verpackungen.
Gipsbrecher 4059375000001 03BM	Instrument zum Greifen und Aufbrechen von ausgehärtetem Gips.
Chirurgischer Klammernzieher 4059375000001 09BZ	Instrument zur Entfernung von Wundklammern.
Sterilisierzange, Tuchklemme 4059375000001 02BK	Ein chirurgisches Instrument, das dazu dient, chirurgische Tücher und Verbandsmaterial zusammenzuhalten, die nicht invasiv in den Patienten eintauchen.
Produktfamilie: Fixierinstrumente	
(Basis UDI-DI)	Zweckbestimmung
Handextensionsvorrichtung 4059375000001 11BL	Produkt zur Befestigung der Hand.
HNO-Kopfstütze 4059375000001 10BJ	Instrument zum Fixieren des Schädels bei einem chirurgischen Eingriff.

Gebrauchsanweisung

Haltende, fassende Instrumente



Gültig ab:

15.01.2026

Version:

02

Orthopädisches Fixateur-externe-System 4059375000001 12BN	Baugruppe von Produkten zur Stabilisierung frakturierter Knochen mit Ausnahme der Wirbelsäule zur Unterstützung der Behandlung und Förderung der Heilung.
Produktfamilie: Kopfhautwundklammer	
(Basis UDI-DI)	Zweckbestimmung
Kopfhautwundklammer 4059375000001 17BY	Klammer zur Vereinigung der Ränder einer Kopfhautwunde bei einem chirurgischen Eingriff am Schädel (nicht implantierbar).
Produktfamilie: Klingenbrecher	
(Basis UDI-DI)	Zweckbestimmung
Klingenbrecher 4059375000001 22BR	Instrument zur Zerteilung von vorgeritzten Rasierklingen in äußerst scharfe Segmente.

4 Kontraindikationen

Die Instrumente dürfen ausschließlich zu ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung durch entsprechend ausgebildetes und qualifiziertes Personal verwendet werden. Die Produkte sind nicht zur Verwendung am Herzen und am zentralen Kreislauf- und Nervensystem vorgesehen.

Die Produkte sind nicht für den Anschluss an aktive Medizinprodukte vorgesehen. Es besteht ein Verletzungsrisiko für Patienten und Anwender, bei der gleichzeitigen Verwendung von HF-, RF- oder Lasergeräten.

Die Produkte sind für alle anderen Anwendungen außer den in der Zweckbestimmung / Indikation(en) genannten Techniken kontraindiziert.

Produktspezifische Kontraindikationen

Stripper:

Unter folgenden Umständen (Kontraindikationen) sollte eine Krampfader-Operation nicht durchgeführt werden:

- Thrombose
- arterielle Durchblutungsstörungen
- Schwangerschaft
- primäres oder sekundäres Lymphödem

5 Komplikationen / Nebenwirkungen

⚠ Allgemein:

- Nach Kontakt mit dem Instrument können bei einem Patienten mit Materialunverträglichkeiten gegenüber Edelstahl, Überempfindlichkeitsreaktionen ausgelöst werden. Der Eingriff ist bei einer derartigen Reaktion unmittelbar abbrechen und entsprechend notwendige Schritte einzuleiten.
- Bruch der Instrumente
- Verletzung von Gefäßen, Gewebe, Nerven
- Infektionen
- Perforation von Gewebe, Gefäßen, und Hohlräumen
- Nachblutungen
- Nekrosen
- Thrombosen

Im Zuge der Marktbeobachtung konnten weitere potentielle Komplikationen / Nebenwirkungen identifiziert werden:

⚠ Behandlungsbezogene Komplikationen / Nebenwirkungen / Risiken

Allgemein:

- Verletzungen von umliegenden Gefäßen und Gewebe
- Verletzung von Nerven

Clip Applikatoren:

- Nachblutungen
- Dauerhafte Epilepsie
- Gefäßverschluss mit Schlaganfall als Folge

Schlingeninstrumente:

- Nachblutungen
- Infektionen
- Postoperative Schmerzen
- Anal-/Rektum Stenose
- Inkontinenz
- Wundheilungsstörungen
- Rektumperforation
- Harnverhalt
- Rezidivrate

Zangen:

Zahnzangen:

- Nachblutungen
- Hämatome
- Verletzungen von umliegenden Gefäßen, Nerven und Gewebe
- Wundheilungsstörungen
- Infektionen
- Zahnschädigung der benachbarten Zähne
- Fraktur von Zahnwurzeln
- Ankylose
- Luxation (Ausrenkung des Kiefers)

Geburtszangen:

- Blutergüsse beim Kind
- Abschürfungen am Kopf des Kindes
- Quetschungen am Kopf des Kindes
- Nervenschädigung des Kindes
- Dammriss bei der Mutter
- Verletzungen von Harnblase und Harnleiter bei der Mutter
- Verletzung des Beckenbodens bei der Mutter
- Beckenbodenabsenkung bei der Mutter

Fixierinstrumente:

HNO-Kopfstütze:

- Schürfwunden
- Nervenläsion
- Nervenschädigung
- Hämatom- oder Ödembildung
- Weichteilschädigungen
- Gewebeschädigungen
- Durchblutungsstörungen
- Augenschädigungen

Extensionseinheiten:

- Bohrkanalinfekt
- Dislokation
- Bohrkanalosteomyelitis

Stripper

Sehnenstripper

- Allgemeine Risiken und Komplikationen: Hämatom, Wundheilungsstörung, Wundinfekt, Gelenkinfekt, tiefe Beinvenenthrombose, Embolie, Gefäßverletzung, Nervenverletzung (evtl. Neurombildung), komplexes regionales Schmerzsyndrom (CRPS, M. Sudeck)
- Spezielle Folgen: Bewegungseinschränkung im OSG und/oder USG, erneute Instabilität, Schmerzpersistenz, intraartikuläre Vernarbungen (Arthrofibröse), Arthrose
- Nervenverletzung
- Zyklops
- Infektionen

- Thrombosen
- Entfernung von Nahtknöpfen

Venenstripper

- Nervenschäden
- Nachblutungen
- Schwellungen der Beine durch Ansammlung von Lympflüssigkeit
- Schmerzen in den ersten Tagen
- Verletzung von Gefäßen (meist Seitenast Venen)
- Blutergüsse, Verhärtungen und blaue Flecken
- Infektionen
- Wundheilungsstörungen
- Thrombose

Augenmagnet

- Infektionen
- Netzhautablösung

Wundklammern

- Infektionen
- Narbenbildung
- Chronische Wundheilung

Matrizenband / Kofferdamklammer

- Zahnverletzungen
- Gefahr der Aspiration und Ingestion von Kleinteilen

Löffel für Zahnabformmasse:

- Zahnverletzungen

Knochenhalteklammer:

- Gelenkversteifung
- Sehnenverklebung
- Verkümmern von Muskeln, Bändern und Knorpel durch Inaktivität
- Kompartmentsyndrom
- Fettgerinnselbildung
- ausbleibende Bruchheilung mit Bildung eines Falschgelenks (Pseudarthrose)
- Absterben eines Knochenstücks (Knochennekrose)
- Infektionen der Knochenhaut oder des Knochens
- Blutung während oder nach der Operation
- Blutgerinnselbildung
- Bluterguss mit eventueller Notwendigkeit einer operativen Ausräumung
- Verletzung von Nerven
- Infektion des Operationsgebiets
- unästhetische Narbenbildung
- Narkosezwischenfälle
- allergische Reaktion auf verwendete Materialien (Latex, Medikamente)

Watteträger

- Infektionen
- Narbenbildung
- Chronische Wundheilung

⚠ Produktbezogene Komplikationen / Nebenwirkungen / Risiken

Im Zuge der Marktbeobachtung konnten weitere potentielle Komplikationen / Nebenwirkungen identifiziert werden:

Pinzetten:

- Bruch
- Verbleiben von Reststücken
- Verletzung der Umgebung (Gewebe)

Klemmen atraumatisch:

- Bruch

Gebrauchsanweisung

Haltende, fassende Instrumente



Gültig ab:

15.01.2026

Version:

02

- Verbleiben von Reststücken
- Verletzung der Umgebung (Gewebe)

6 Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise

⚠ Achtung!

Die Instrumente werden nur für den chirurgischen Gebrauch konstruiert und dürfen zu keinem anderen Zweck benutzt werden. Unsachgemäße Handhabung und Pflege sowie zweckentfremdeter Gebrauch können zu vorzeitigem Verschleiß der Instrumente führen.

⚠ Materialunverträglichkeit.

Die Medizinprodukte sollten unter keinen Umständen zur Anwendung kommen, wenn der Anwender oder das Fachpersonal entsprechende Kenntnis darüber erlangt, dass der Patient Materialunverträglichkeiten besitzt.

⚠ Funktionsbeeinträchtigung

Chirurgische Instrumente korrodieren und werden in ihrer Funktion beeinträchtigt, wenn Sie mit aggressiven Substanzen in Verbindung kommen. Aus diesem Grund ist es unbedingt erforderlich, die Aufbereitungs- und Sterilisationsanweisung zu befolgen.

⚠ Operationsbedingungen

Zur Gewährleistung des sicheren Betriebs der zuvor genannten Produkte ist eine korrekte Wartung und Pflege der Produkte unumgänglich. Zudem sollte vor jeder Anwendung eine Funktions- bzw. Sichtprüfung durchgeführt werden. Wir verweisen aus diesem Grund auf die entsprechenden Abschnitte in dieser Gebrauchsanweisung.

⚠ Kombination mit anderen Produkten

Wenn Instrumente nach der Demontage wieder zusammengesetzt werden, dürfen Einzelteile nicht durch Teile anderer Hersteller ausgetauscht werden! Sind aufgrund der Zweckbestimmung des Produktes Teile austauschbar (z.B. verschiedene Arbeitseinsätze), dürfen keine Teile anderer Hersteller eingesetzt werden! Wir empfehlen auch sonstiges Zubehör (z. B. Pflegemittel) bei VeHu-Medical GmbH zu beziehen.

⚠ Lagerung

Es gibt keine spezifischen Anforderungen an die Lagerung der Produkte. Wir empfehlen dennoch die Medizinprodukte in einer sauberen und trockenen Umgebung zu lagern.

⚠ Creutzfeldt-Jakob-Krankheit

Hinsichtlich der Aufbereitung von Medizinprodukten, die bei an der Creutzfeldt-Jacob-Krankheit (CJK) oder deren Variante (vCJK) Erkrankten oder Krankheitsverdächtigen angewendet wurden, sind die in der entsprechenden Anlage der Richtlinie für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention und die durch Veröffentlichungen im Bundesgesundheitsblatt genannten Anforderungen einzuhalten. Die Medizinprodukte, die bei dieser Patientengruppe angewandt wurden, sind durch Verbrennung (Europäischer Abfall-Katalog EAK 18 01 03) gefahrlos zu beseitigen. Trockene Hitze, Ethanol, Formaldehyd und Glutaraldehyd haben eine fixierende, aber keine inaktivierende Wirkung auf TSE-Erreger. Von den zur Verfügung stehenden Sterilisationsverfahren wurde nur für die Dampfsterilisation (insbesondere 134° C, 18 min) eine begrenzte Wirkung nachgewiesen.

⚠ Spitze / scharfe Instrumente

Bei der Handhabung von Instrumenten mit spitzen Stellen oder scharfen Kanten ist Vorsicht geboten.

7 Kombinationsprodukte & Zubehör

Die Produkte werden nicht mit anderen Produkten angewandt und ohne Zubehör angeboten.

8 Haftung und Gewährleistung

VeHu-Medical GmbH, als Hersteller, haftet nicht für Folgeschäden die aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder Handhabung entstehen. Dies gilt insbesondere für nicht konforme Verwendung zur definierten Zweckbestimmung oder Missachtung der Aufbereitungs- und Sterilisationsanweisung. Dies gilt ebenso für Reparaturen oder Änderungen am Produkt, die durch nicht autorisiertes Personal des Herstellers vorgenommen wurde. Diese Haftungsausschlüsse gelten ebenso für Garantieleistungen.

9 Sterilität

⚠ Lieferzustand

Die Medizinprodukte werden in nicht-sterilem Zustand ausgeliefert und sind vor der ersten sowie jeder weiteren Anwendung durch den Anwender gemäß der nachfolgenden Anweisung aufzubereiten und zu sterilisieren.

10 Aufbereitung

⚠ Warnhinweise

- Häufiges Wiederaufbereiten beeinträchtigt die Qualität der Produkte.
- Zu verwendendes Stadtwasser muss der RICHTLINIE 98/83/EG DES RATES vom 3. November 1998 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch entsprechen.
- In dieser Aufbereitungsanweisung werden die für die Validierung verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel angegeben. Bei Verwendung eines alternativen Reinigungsmittels und Desinfektionsmittels (RKI oder VAH gelistet) obliegt die Verantwortung bei dem Aufbereiter.
- Demontierte Produkte vor der Sterilisation wieder zusammensetzen.
- Die Aufbereitung darf nur durch medizinisches Fachpersonal erfolgen. Die maschinelle Aufbereitung muss beim Anwender qualifiziert und validiert werden. Die Reinigungs- und Desinfektionsgeräte müssen die Anforderungen gemäß DIN EN ISO 15883 in vollem Umfang erfüllen.

⚠ Gebrauchsort

Die ersten Schritte einer richtigen Aufbereitung beginnen bereits im Operationssaal. Grobe Verschmutzungen, Rückstände sollen, wenn möglich, vor dem Ablegen der Instrumente entfernt werden. Dafür sollen die Instrumente unter kaltem Leitungswasser (< 40°C) gespült werden. Falls dieser Vorgang nicht ausreicht, um die offensichtlichen Verschmutzungen zu entfernen kann eine weiche Kunststoffbürste zur Entfernung von Verschmutzungen verwendet werden. Wo immer möglich, ist die Trockenentsorgung zu bevorzugen, da bei der Nassentsorgung das längere Liegen der Medizinprodukte in Lösungen zu Materialschäden (z.B. Korrosion) führen kann. Ein Antrocknen von Rückständen ist zu vermeiden! Lange Wartezeiten bis zur Aufbereitung, z. B. über Nacht oder über das Wochenende, sind bei beiden Entsorgungsarten zu vermeiden (<60 Minuten).

⚠ Transport

Die Produkte müssen nach der Anwendung, wenn möglich sofort (<60 min) trocken entsorgt werden. Dies bedeutet, dass die Produkte im geschlossenen Container vom Anwendungsort zur Aufbereitung zu transportieren sind, sodass keine Antrocknung der Produkte erfolgt.

Vorbereitung für die Dekontamination

Die Produkte sind, sofern möglich, vor den nachfolgenden Aufbereitungsschritten zu zerlegen bzw. in geöffneten Zustand den weiteren

Aufbereitungsschritten zuzuführen. Spülschatten ist zu vermeiden. Die Produkte müssen in geeigneten Siebkörben oder Spülschalen (Größe auswählen nach Produkt) aufbereitet werden. Die Produkte sollen mit einem Mindestabstand zueinander im Reinigungskorb fixiert werden. Eine Überlappung zueinander ist zu vermeiden, um eine Beschädigung der Produkte durch den Reinigungsprozess ausschließen zu können.

Vorreinigung

1. Produkte mit einer weichen Bürste vollständig unter kaltem Wasser (Stadtwasser Trinkwasserqualität <40°C) vorreinigen.
2. Hohlräume und schwerzugängliche Stellen, Spalte und Schlitze am Instrument mit einer Wasserdruckpistole für 60 sec mit kaltem Wasser (Stadtwasser Trinkwasserqualität <40°C) spülen.
3. Produkte in einem alkalischen Reiniger (0,5 % Neodisher Mediclean forte) im Ultraschallbad bei 35 kHz für 5 min einlegen.
4. Produkte unter kaltem Wasser (Stadtwasser Trinkwasserqualität <40°C) für 15 sec abspülen.
5. Hohlräume und schwerzugängliche Stellen, Spalte und Schlitze am Instrument mit einer Wasserdruckpistole für 30 sec mit kaltem Wasser (Stadtwasser Trinkwasserqualität <40°C) spülen.

Aufbereitung

Automatische Aufbereitung

(Miele Disinfector G7835 CD gemäß ISO 15883):

- 1 Minute Vorreinigen
- Wasserablauf
- 4 Minuten Vorreinigen
- Wasserablauf
- 6 Minuten Reinigen mit einem alkalischen Reiniger (0,5 % Neodisher Mediclean forte) bei 58°C +/- 1°C
- Wasserablauf
- 3 Minuten Neutralisation (0,1 % NeodisherZ) mit kaltem Wasser
- Wasserablauf
- 2 Minuten Reinigen mit kaltem VE-Wasser.

Automatische Desinfektion

Automatische thermische Desinfektion in Reinigungs- und Desinfektionsgerät, unter Berücksichtigung der nationalen Anforderungen an den A₀-Wert; z.B. A₀-Wert >3000: Mit 5 Minuten bei >95°C

Automatische Trocknung

Automatische Trocknung gemäß automatischem Trocknungsvorgang des Reinigungs- und Desinfektionsgerätes für 30 Minuten bei 92°C +/- 2°C.

11 Sterilisation

(Typ B Autoklav von Tuttmauer gemäß DIN EN 13060)

Sterilisation der Produkte anhand fraktionierten Pre-Vakuum-Verfahrens (gem. DIN EN ISO 17665-1/ DIN EN 285) unter Berücksichtigung der jeweiligen nationalen Anforderungen. Die Sterilisation der Produkte hat in geeigneter Sterilisationsverpackung gem. DIN EN ISO 11607-1 und EN 868 zu erfolgen.

Die Sterilisation ist mit einem fraktionierten Pre-Vakuum-Verfahren, mit folgenden Parametern durchzuführen:

- 134°C,
- 5 Minuten Haltezeit
- 3 Vor-Vakuum-Zyklen
- Trocknung im Vakuum für mindestens 20 Minuten

Die Gebrauchsanweisung des Autoklaven Herstellers und die empfohlenen Richtlinien für die maximale Beladung mit Sterilisationsgut sind zu beachten. Der Autoklav muss vorschriftsgemäß installiert, gewartet, validiert und kalibriert sein.

Gebrauchsanweisung

Haltende, fassende Instrumente



Gültig ab:

15.01.2026

Version:

02

⚠ Zusatzinformation

Dem Aufbereiter obliegt die Verantwortung, dass die tatsächlich durchgeführte Aufbereitung mit verwendeter Ausstattung, Materialien und Personal in der Aufbereitungseinrichtung die gewünschten Ergebnisse erzielt. Dafür sind in der Regel Validierung und Routineüberwachungen des Verfahrens und der verwendeten Ausrüstung erforderlich.

12 Wartung-Kontrolle-Prüfung

Abkühlung der Instrumente auf Raumtemperatur!

Visuelle Kontrolle (vor dem Zusammenbau):

Kontrolle der Oberfläche der Instrumente bzw. der Einzelkomponenten vor dem Zusammenbau. Dabei ist vor allem auf die Kontrolle von Gelenken (Schlussstück), Profilen, Riefen und anderer schwer zugänglicher Strukturen zu achten:

- Sind noch Restansammlungen oder Rückstände vorhanden?

Wenn ja, manuelle Nachreinigung und erneute vollständige maschinelle Reinigung u. Desinfektion.

- Sind Spuren von Korrosionen (Rost, Lochfraß) sichtbar?
- Ist die Oberfläche durch Risse (auch Haarrisse) oder sonstige Abnutzungserscheinungen, beschädigt?
- Ist die Beschriftung des Instruments nicht mehr lesbar?

Wenn ja, dann muss das entsprechende Instrument gekennzeichnet und sofort ausgesondert und ersetzt werden.

Zusammenbau und Wartung

- Die zerlegten Instrumente funktionsgerecht zusammensetzen.
- Bewegliche Teile, wie Gelenke, Gewinde und Gleitflächen mit geeignetem, medizinisch zugelassenem Instrumentenöl (dampfsterilisierbares Pflegemittel auf der Basis von Paraffin-/Weißöl, biokompatibel n. EU-Norm) manuell behandeln.
- Durch mehrmaliges Öffnen und Schließen das Öl im Gelenk verteilen, überschüssiges Pflegemittel mit einem sauberen, fusselfreien Lappen entfernen

Kein Mineralöl oder Silikonleitmittel verwenden!
Instrumente nicht vollständig in das Pflegemittel eintauchen!

Funktionsprüfung

Bei der Funktionsprüfung besonders auf die folgenden Aspekte und möglichen Fehlfunktionen achten:

- Keine Beschädigungen, wie abgebrochene Spitzen, verbogene oder lose Teile (Schrauben)
- Einwandfreier Schluss von Maulteilen
- Korrekte und sichere Funktion von Rasten und Sperren
- Leichte und gleichmäßige Beweglichkeit von Griffen, möglichst spielfreier Gang
- Einwandfreie Schneidefunktion bei Scheren
- Nach- und Federdruck in Ordnung (Stanzen, Hohlmeißelzangen etc.)
- Durchgängigkeit von Lumen
- Keine sonstigen Abnutzungserscheinungen z.B. an Dichtungen, Isolationen oder Beschichtungen

Werden bei der Funktionsprüfung Mängel festgestellt, so sind die Instrumente zu kennzeichnen und von der weiteren Verwendung unbedingt auszuschließen.

13 Lebensdauer der Produkte

Die Nutzungsdauer der Produkte ergibt sich aus der Funktion, der schonenden Aufbereitung, entsprechend dieser Anleitung und dem pfleglichen Umgang bei der Handhabung der Instrumente. Daher kann eine Begrenzung der Anzahl der Aufbereitungszyklen nicht pauschal festgelegt werden. Dennoch wurden 100 Aufbereitungszyklen simuliert, die keine Beeinträchtigung der Funktionalität, Biokompatibilität und Identifizierung der Produkte aufweist. Der Anwender erkennt das Ende des Nutzungszyklus an den unter Wartung,

Kontrolle und Prüfung angegebenen möglichen Fehlern und einschränkenden Eigenschaften der Produkte.

14 Service und Reparatur

⚠ Service und Reparatur

Führen Sie eigenständig keine Reparaturen oder Änderungen am Produkt durch. Hierfür ist ausschließlich autorisiertes Personal des Herstellers verantwortlich und vorgesehen. Sollten Sie Beanstandungen, Reklamationen oder Hinweise bzgl. unserer Produkte haben, bitten wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen.

⚠ Rücktransport

Defekte oder nicht-konforme Produkte müssen vor Rücksendung zur Reparatur/Service den gesamten Wiederaufbereitungsprozess durchlaufen haben.

15 Verpackung, Lagerhaltung und Entsorgung

Das Instrument wird in eine für das jeweilige Produkt passende, normgerechte Verpackung oder in Sterilisationstrays nach DIN EN ISO 11607-1 und EN 868 gegeben und verschlossen.

Sterile Produkte in trockener, sauberer und staubfreier Umgebung, geschützt vor Beschädigung, bei moderaten Temperaturen lagern.

Die Medizinprodukte des Herstellers sollten in einzelnen Verpackungen, Boxen oder Schutzbehältern gelagert und aufbewahrt werden. Bitte behandeln Sie die Instrumente während des Transports, Lagerung und Aufbereitung mit größter Sorgfalt. Die Aufrechterhaltung des Sterilizustands nach dem Sterilisationsprozess ist durch den Anwender bzw. das hierfür vorgesehene Fachpersonal sicherzustellen.

Die Entsorgung der Produkte, des Verpackungsmaterials sowie des Zubehörs ist gemäß den national geltenden Vorschriften und Gesetze durchzuführen. Eine spezifische Anweisung hierfür wird durch den Hersteller nicht vorgenommen.

16 Meldepflichten

Produktmängel die bei sachgemäßer Anwendung unserer Produkte aufgetreten sind, sollten direkt an uns als Hersteller oder Ihren betreuenden Fachhändler gemeldet werden.

Mängel, bei denen Patienten, Anwender oder Dritte durch die Produkte zu Schaden gekommen sind (sog. meldepflichtige Ereignisse), müssen sofort an den Hersteller und ggf. Ihre zuständige, kompetente Behörde gemeldet werden. Diese Meldung von Vorkommnissen muß unmittelbar nach dem Auftreten erfolgen, damit wichtige Meldefristen eingehalten werden können.

Die betroffenen Produkte sind auszusondern, aufzubereiten und müssen zur Untersuchung an den Hersteller eingeschendet werden. Ihr betreuender Fachhändler kann Ihnen dabei gerne behilflich sein.

Nach Eingang Ihrer Meldung werden wir Sie in einem angemessenen Zeitrahmen über die weiteren erforderlichen Maßnahmen informieren.

17 Zusatzinformationen

Sollten die hier beschriebenen Chemikalien und Maschinen nicht zur Verfügung stehen, und ist der Aufbereitungsprozess wie beschrieben nicht durchzuführen, obliegt es dem Anwender, sein Verfahren entsprechend zu validieren.

Weitere Hinweise zur Aufbereitung von Medizinprodukten:

- Internet: <http://www.rki.de>
- Internet: <http://www.a-k-i.org>
- Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut (RKI) und des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zu

den „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“

- DIN 96298-4 Funktionskontrolle im Aufbereitungsprozess

18 Mitgeltende Dokumente

Hinweise zur sachgerechten Demontage der aufgeführten Produkte finden Sie auf unserer Homepage: www.vehu.com

- Demontageanleitung Instrumente

19 Beschreibung verwendeter Symbole

	Achtung!
	Gebrauchsanweisung beachten
	Artikelnummer
	Chargenbezeichnung
	CE-Kennzeichen mit Kennnummer der benannten Stelle bei wiederverwendbaren chirurgisch invasiven Instrumenten.
	CE-Kennzeichen für wiederverwendbare invasive und nicht invasive Instrumente
	Angabe für nicht steriles Produkt
	Name und Adresse des Herstellers
	Herstellungsdatum
	Registriernummer des Herstellers in der EUDAMED Datenbank
	Medizinprodukt
	Unique Device Identification, Code zur Identifizierung eines Produktes
	Trocken aufbewahren
	Nur für Fachkreise USA